


M102



AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

yuwell

BRUGER MANUEL

A faint, light grey line drawing of a mesh nebuliser is visible in the background on the left side of the page. It shows the top chamber, the mesh mouthpiece, and the main body.

MESH-NEBULISER

1. PRODUKTFUNKTIONER


1.1. OVERSIGT

Mesh forstøver – M102 er den nye generation af forstøver, der hovedsageligt består af piezoelektriske komponenter. For at være specifik, gennem en piezoelektrisk komponent, omdannes elektrisk energi til mekanisk energi, og der genereres ultralydsvibrationer; vibrationsbølge vil presse væske i medicinkoppen for at forstøve væske igennem

mikro spray åbning af spray ark; tågen vil sprøjte ud fra sprayarket og på mundstykket eller maske til inhalatorbrug. Atomiseret lægemiddel, der anvendes til behandling, er anvendeligt til inhalationsterapi til husholdningsdåge.

1.2. PRODUKTFUNKTIONER OG INDEKSER

1. Strømforsyning: 3V DC (to "AA" 1,5V alkaliske batterier). Alternativ: Strømadapter; indgang: AC100-240V 50/60Hz 0,3A; udgang: DC5V 1000 mA
2. Forstøvningshastighed: $\geq 0,2$ ml/min
3. Medicinrester: $\leq 0,5$ mL
4. Partikelstørrelse: MMD Ca. $3,7 \mu\text{m}$
5. Støj: $\leq 50\text{dB(A)}$
6. Vibrationsfrekvens: Ca. 113 kHz
7. Batterilevetid: Ikke mindre end 1 time (to nye "AA" 1,5V alkaliske batterier brugt)
8. Vægt: Ca. 108g (ekskl. batterier)
9. Størrelse: Ca. 67 mm (L) $\times$ 48 mm (B) $\times$ 125 mm (H)
10. Sikkerhedsklassificering: Produktet må ikke anvendes i brændbar bedøvende gas blandet med luft eller prikket med ilt eller lattergas.
11. Vandtæt niveau: IP22
12. Kontraindikation: Ingen
13. Krav til elektrisk sikkerhed: Internt strømforsyningsudstyr; B-type applikationsdel
14. Driftstilstand: Kontinuerlig drift
15. Normal arbejdstilstand:
 - Omgivelsestemperaturområde: $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
 - relativ luftfugtighed: 15% - 93%
 - Atmosfærisk trykområde: 86kPa-106kPa
16. Transport- og opbevaringsmiljørestriktioner:
 - Omgivelsestemperaturområde: $-40^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$
 - Relativt luftfugtighedsområde: 10%-93%
 - Atmosfærisk trykområde: 70kPa-106kPa



GENDAN Udstyret til normal arbejdstilstand før brug, når opbevaringstemperaturen er under 5°C. Produktet skal opbevares i rum med super ventilation og undgå voldsom vibration under transp.



1.3. STRUKTURFUNKTION OG ARBEJDSPRINCIP

Med det grundlæggende princip vist i fig. 1 er mesh-forstøveren sammensat af medicinkop og sprayark; hvoraf spraypladen er splejset med vibrerende film og cirkulær piezoelektrisk komponent. Med den cirkulære piezoelektriske komponent omdannes elektrisk energi til mekanisk energi

og ultralydsvibration genereres; så vil vibrationsbølge presse væske i medicinkoppen for at forstøve væske gennem mikrosprayåbningen på sprayarket; tågen vil sprøjte ud fra brislinglagen og på mundstykket eller maske til inhalatorbrug




Fig. 1 Grundprincippet for mesh-forstøver

2. BRUG OG VEDLIGEHOLD ELSE

For at sikre, at produktet kan bruges korrekt, bedes du læse denne specifikation omhyggeligt og betjene

produkt i nøje overensstemmelse med denne specifikation. Hvis der er spørgsmål, kontakt venligst leverandøren.

2.1. INSPEKTION AF UPAKNING

Før installation og brug skal du kontrollere, om produktets udseende er intakt, og om sorten og mængden af tilbehør er i overensstemmelse med listen over

tilbehør bag denne specifikation. I tilfælde af mangel bedes du kontakte leverandøren.

2.2. SKEMATISK DIAGRAM FOR DELE STRUKTUR OG NAVN PÅ HELE MASKINEN

Mesh-forstøver består af hovedenhed, medicinkopmodul og inhalationsanordning; heraf indånding

apparatet består af mundstykke og maske.

1. Kopbetræk
2. Medicin kop
3. Kophoved
4. Sprayplademodul
5. Medicinkopmodul
6. Elektrode
7. Hovedenhed
8. Indikator LED

9. Skifte
10. Batteridæksel
11. PUSH tasten
12. DC strømstik
13. Mundstykke
14. Maske
15. Inhalationssæt





Fig. 2 Skematisk diagram for delestruktur


2.3. BRUG AF MESH-NEBULISERENS METODE

1 Forstøverens hovedenhed nedefra, åbn batteridækslet og monter batteriet.


- Åbn batteridækslet.



- Monter batteriet i henhold til polaritetsskiltet.



- Luk batteridækslet.



BLAND IKKE FORSKELLIGE TYPER BATTERIER SAMMEN. NÅR INDIKATOR-LED (ORANGE LED) FLIKKER, BETYDER DET BATTERI-NIVEAUET ER VED AT LØBE; PÅ DENNE TID SKAL UDSKIFTS ALKALINE BATTERI SÅ SNART MULIGT.

NÅR INDIKATOR LED (ORANGE LED) KONSTANT TÆNDER, BETYDER DET BATTERI NIVEAU ER VED AT LØBE, OG NEBULISER UNDER AT SPRØJTE TÅGE; PÅ DETTE TID SKIFTS ALKALINE BATTERI STRAKS.

TAG BATTERIET UD, HVIS EKSTERN STRØMADAPTER ANVENDES TIL STRØMFORSYNING.

TAG BATTERIET UD, HVIS NEBULIZEREN IKKE ANVENDES I LÆNGE TID.

2 Fjern medicinkopmodul fra forstøveren.


Tryk på PUSH-tasten bag hovedmenuen

enhed	nedad,	skub
medicinkoppen		mod
hovedenheden	og	fjern
medicinkopmodul		



VED FJERNING AF MEDIKATIONSKOPMODULET FRA NEBULISATOREN, TRYKES SKUBB MEDICATIONSKOPMODULET EFTER BEKRÆFTELSE AF Push-tasten, AF Frygt for NEBULISERSKADE.

INDSÆT IKKE FINGER ELLER ANDRE UDENLANDSKE FORHOLD FRA DYSE ELLER BErøringssprøjtearket, AF Frygt for SKADE AF NEBULIZEREN.



- 3 Injicer væske i medicinkop.** Åbn kopdækslet og injicer væske i medicinkoppen i henhold til figuren; stram derefter dækslet.

PARTIKELSTØRRELSE: 3,7 µm.

DET ER FORBUDT AT ANVENDE SALTINDSTILLING MED HYALURONSYRE, ÆTERISKE OLIER OG ANDRE OLIELIGE STOFFER.

DET ER TILLADT AT BRUGE MEDICIN I FORM AF EN SUSPENSION. VED NOGLE MEDICINERING KAN DER OPSTÅ SKUM, SOM ER EN NATURLIG PROCES.

EFTER HVER BRUG AF INHALATOREN SLÅR FUNKTIONEN AUTORENGØRING TIL, SKYL LÆGEMIDDELBEHOLDEREN OG MASKEN ELLER mundstykket



VOLUMEN AF TILFØJET VÆSKE SKAL VÆRE MINDST 0,5 ML OG Maksimalt 8 ML.


VÆLG VÆSKETYPE, DOSERING OG ANVENDELSESMETODE I HENHOLD TIL LÆGENS INSTRUKTION.

STRÆM LÅSET PÅ MEDICINKOPPE EFTER INJICERING AF VÆSKE, FOR AT UNDGÅ VÆSKE LÆKAGER. RYST IKKE NEBULISATOREN VOLDELIGT ELLER BÆR IKKE NEBULIZEREN MED VÆSKE ELLER ANDEN VÆSKE I MEDICINKOPPER.

FØLG LÆGENS INSTRUKTIONER I TILFÆLDE AF BRUG AF HØJ- KONGENTRATION OG HØJVISKOSITET SUSPENDERENDE OG FLYGTIG VÆSKE



- 4 Sæt medicinkopmodulet tilbage i forstøveren og bekræft, at installationen er fremragende.




KONTROLLER MEDIKATIONSKOPMODUL ER GODT MONTERET (DET VIL VÆRE SPÆNT EFTER LIDT "KLATRE" LYD ER AFGIVET); SØRG FOR AT ELEKTRODEN ER FORBINDENDE FORBINDET, FOR AT SPRAYE NORMALT. SIKRE RENHEDEN AF HOVEDENHED OG MEDIKATIONSKOP; HVIS IKKE, FUNGERER NEBULISATOR MULIGVIS IKKE GODT.

- 5 Montering af mundstykke og maske




FØR DU BRUGER MASKEN ELLER mundstykket FØRSTE GANG, RENGØR DET MED VAND OG TØR DET FØRST.




EL

- 6** Tryk på kontakten for at starte forstøveren og begynde inhalationen.



TRYK PÅ KONTAKTEN



NEBULISATOR VIL BLIVE AUTOMATISK NEDBRYDELSE, NÅR DER IKKE ER VÆSKE ELLER ANDEN VÆSKE I MEDICINKOPPE. NÅR VÆSKEN ER LØMT OG IKKE KONTAKTER SPRAYARKET, GENERERES NOGLE BLØD HØJFREKVENNS LYD, OG NEBULISATOREN SLUKKER AUTOMATISK. MED FORSKEL I VÆSKEFUNKTIONER KAN NEBULIZEREN IKKE SLUKKES AUTOMATISK, NÅR EN DEL AF VÆSKEN LØBES; PÅ DENNE TID ER DET PÅKRÆVET AT TRYKKE PÅ KONTAKTEN FOR AT LUKKE NEBULISATOREN, AF FRYGT FOR SKADE AF SPRAYPLADET. NÅR VÆSKE ER VED AT LØBE TOM, FORESLÅS BRUGERNE AT LÆGGE DEN POSITIVE OVERFLADE PÅ NEBULISATOREN LIDT MOT SIG SELV (BRUGER), SÅ AT RESTEN AF VÆSKE KAN






KONTAKT SPRAYARK FOR NEBULISERING.

EFTER AT DU HAR TRYKKET PÅ KONTAKTEN, VIL NEBULISATOREN SPRØJTE TÅGE NORMALT EFTER AT HA ET KORT STARTSTADIUM (UNDER 2 S).

DÆK IKKE LUFTHUL TIL MED HÆNDER ELLER ANDRE GENSTANDE, NÅR MASKEN ANVENDES TIL INDÅNDING.

HOLD STØTTE FORNEBULISEREN MED HÆNDERNE UNDER INDÅNDING. DER ER ET LILLE LUFTHUL PÅ MEDICINKOPSLÆGGET; DÆK DET IKKE MED HÆNDER ELLER ANDRE GENSTANDE, AF FRYGT FOR PÅVIRKNING PÅ NORMAL TÅGESPRYT.

FOR DELE AF VÆSKE VIL DER VÆRE MASSER AF SKUM, SAMLING I NÆRHEDEN AF SPRAYARKET I MEDICATIONSKOPEN UNDER NEBULISERINGEN, SOM LET KAN SKADE SPRAYARKEN PÅ GRUND AF DET AFLASTEDE VIBRATION. PÅ DETTE TID SKAL DU TRYKKE PÅ KONTAKTEN FOR AT LUKKE NEBULISATOREN; RYST DEN FORSIGTIG, OG TRYK SÅ PÅ KONTAKTEN IGEN FOR AT GENSTARTE, SOM VISET PÅ FIGUREN NEDENFOR.



Muligt skumopsamlingsområde



NEBULISER VIL BLIVE AUTOMATISK SLUKKE NÅR VÆSKE LØBES. HVOR DET ER PÅKRÆVET AT STOPSE


NEBULISATOREN UNDER INDÅNDING, TRYK PÅ OPSTARTKNAPPEN FOR AT SLUKKE, OG INDIKATOR LED

(BLÅ) PÅ NEBULIZEREN VIL VÆRE SLUKKET. HVOR EKSTERN STRØMADAPTER ANVENDES I STRØMFORSYNING UNDER BRUG, BRUG PRODUKT, DER ER I overensstemmelse med STANDARD GB9706.1-2007.


2.4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG

1 Rengøring af resterende væske

- Fjern mundstykket eller masken fra medicinkoppen.



- Åbn medicinkopdækslet og hæld derefter den resterende væske ud.
- Injicer en lille mængde (2-5 ml) rensed vand i medicinkoppen og stram derefter kopdækslet. Ryst medicinkoppen forsigtigt for helt at opløse resterende væske i rensed vand.
- Åbn doseringsdækslet, hæld opløsningen ud i koppen og injicer en lille mængde (2-5 ml) rensed vand igen.
- Tryk konstant på startkontakten, indtil indikator-LED'erne flimrer på en alternativ basis; på dette tidspunkt vil forstøveren gå i vasketilstand og sprøjte rensed vand ud for at fjerne resterende væske på sprøjtearket.






FJERN BATTERIERNE OG TRÆK DET EKSTERNE STRØMADAPTER UD FØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.

DA MEDICINKOP-MODUL ER FORSLAGENDE DEL, ER DET UDOVER VORES GARANTI. GENERELT ER SERVICELEVET FOR MEDICATION CUPPEN ET HALVT ÅR (TRE GANGE ELLER 30 MIN. HVER DAG UNDER NORMAL TEMPERATUR). DET FAKTISKE SERVICELEVET VIL VARIERE MED LÆGEMIDDELTYPE. RESTVÆSKE, HVIS SÅ VÆR AT FJERNES, KAN RENGØRES MED KOGT VARMT VAND ELLER I MANGE GANGE.

RENS RESTVÆSKE EFTER BRUG HVER DAG; HVIS IKKE, BLIVER SPRAYARKET AF NEBULISATOREN BLOKERET, OG FORSTØVINGSEFFEKT VIL VÆRE PÅVIRKET. RENGØRINGSTILSTAND ANVENDES KUN TIL RENGØRING AF SPRAYARKER EFTER FORSTØVNING OG BØR IKKE ANVENDES VED NORMAL VÆSKEINDÅNDING

2 Rengøring

- Hovedenhed: Aftør pletter på hovedenheden forsigtigt med våd gaze; tør derefter hovedenheden af med nyt gaze for at gøre den tør.
- Rengør elektroderne på hovedenheden og medicinkopmodulet for at sikre pålidelig forbindelse mellem medicinkopmodulet og hovedenheden.




BRUG IKKE FLYGTIG VÆSKE (F.eks. BENZEN, BENZIN ELLER FORTYNDINGSMIDDEL) TIL AFTRØRING AF NEBULISATOR. RØR IKKE ELEKTRODER PÅ HOVEDENHEDEN OG MEDICATIONSKOPMODULET MED BOMULDSVIND ELLER ANDRE ARTIKLER, AF FRYGTEN FOR AT FALDENDE ELEKTRODER.

FJERN BATTERIER FØR DELE RENGØRES. HVIS STRØMADAPTER ER ANVENDT, SKAL STRØMADAPTEREN FRA STRØM-ADAPTEREN, EFTER SLUKNING.

- Medicinkopmodul og inhalationsanordning: Vask medicinkopmodul og inhalationsanordning med rensed vand.

- Tør den rengjorte del af med nyt gaze og anbring delen på et rent sted for at tørre det helt i luften.



BRUG IKKE MISSEPAPIR ELLER ANDEN KLUDE TIL AF TØRRE MEDIKATIONSKOPMODUL, AF FRYGT FOR FEJL AF TÅGESPRAY PÅ GRUND AF RESTERNE PAPIRSKRATER ELLER KLUDE, DER KOMMER I MEDICINKOPPE.

LAV IKKE BOMULDSPÅR ELLER ANDRE ARTIKLER TIL RØRE SPRAYARK. UNDTAGET RENSET VAND, MÅ IKKE BRUG ANDET ANDET OPVASKEMIDDEL ELLER HANDEVAND TIL RENGØRING AF MEDIKATIONSKOP ELLER ANDRE DELE.



- Anbring alle dele af forstøveren i en opbevaringspose.

3 Desinfektion

Desinficer inhalationsanordningen (mundstykke og maske) efter hver brug; hvor dele er alvorligt forurenede, skal de udskiftes rettidigt. Der er to desinfektionsmetoder:

- Alkoholdesinfektion:
Desinficer inhalationsapparatet med 75 % medicinsk alkohol.

VASK DELEN FULDSTÆNDIG MED RENSET VAND EFTER ALKOHOLDESINFEKTION, FOR AT UNDGÅ, AT ER AT BLIVE IND AF ALKOHOL.



- Desinfektion af eddikesyreopløsning: Desinficer inhalationsanordningen med eddikesyreopløsning med hvid eddike og rensed vand forholdet 1:3.



VASK DELEN FULDSTÆNDIG MED RENSET VAND EFTER DESINFEKTION AF EDDIKESYREOPLØSNING FOR AT UNDGÅ, AT EDDIKESYRE ER TILBAGE.



UNDGÅ, AT HOVEDENHED OG MEDICATIONSKOPMODUL FALDES ELLER VÆREN STÆRKT PÅVIRKET. STIK IKKE NEBULIZEREN MED NÅLEHOVED ELLER ANDRE SKARPE GENSTANDE.

UDSÆT IKKE HOVEDENHED OG ANDRE DELE FOR EKSTREMT HØJ ELLER LAV TEMPERATUR ELLER DIREKTE SOL. STRØMADAPTER MÅ IKKE TILSLUTS/UDSLUTS MED VÅDE HÆNDER. PRODUKTET ER IKKE ANVENDELIGT PÅ ÅNDEDRÆTSANÆSTESISYSTEMET ELLER ÅNDEDRETTSSYSTEMET;

PLACER IKKE NEBULISATOREN, HVORKEN I NEDETID ELLER DRIFTSTAD, PÅ PLADSER, HVOR BØRN ELLER PSYKISK SYGE KAN NÅ TIL. BØRN ELLER MENTALT SYGE MENNESKER BØR IKKE BRUGE PRODUKTET, MEDMINDRE OVERVÅGET AF VOKSNE. NEBULISER KAN ANVENDES AF FLERE PERSONER, MEN TILBEHØR (MASKE OG mundstykke), DER HAR KONTAKT MED MENNESKELIG KROP, MÅ KUN BRUGE EN PERSON AF FRYGT FOR KRYDSINFEKTION. HVOR FLERE PERSONER BRUGER EN HOVEDENHED OG FLERE TILBEHØR, SKAL DET BRUGEDE TILBEHØR OPBEVARES SEPARAT MED HOVEDENHED. HOVEDENHEDEN MÅ IKKE ADmonteres, ELLER PRØVES AT REPARERE HOVEDENHED. OPBEVAR IKKE NEBULISATOR MED VÆSKE ELLER VAND I MEDICATIONSKOPEN.

3. SYMBOLER VEDRØRENDE MASKINENS SIKKERHEDSKRAV OG BETYDNING

SYMBOL	MENING	SYMBOL	MENING
	Type B anvendt del		Må ikke udsættes for regn
	Skrøbelig artikel		Løft op
	Opmærksomhed! Se venligst vedhæftede dokument!		

4. ALMINDELIGE FEJLANALYSE OG FEJLFINDING

FEJL	ÅRSAGSANALYSE	FEJLFINDING
For lille mængde spray	Medicinkopmodul ikke er samlet korrekt	Genstart efter at medicinkopmodulet er samlet igen
	Væsken er brugt op eller kommer ikke i kontakt med spraypladen i mere end 10 sekunder	Hæld den positive overflade af forstøveren til brugeren, og lav væskekontaktsprayark
	Sprøjtearket er blokeret	Rengør medicinbæger i henhold til betjeningsvejledningen; udskift en ny kop, hvis fejlen ikke afhjælpes ved rengøring
	Elektroden på hovedenheden eller medicinkoppen er snavset	Genstart efter rengøring af elektroden
Efter tænding blinker strømindikatorens LED til slukket	Medicinkopmodul ikke er samlet korrekt	Genstart efter at medicinkopmodulet er samlet
	Medicinkop har ingen væske eller væske er brugt op	Injicer væske
	Væske kommer ikke i kontakt med sprayarket i mere end 10 s	Hæld den positive overflade af forstøveren til brugeren, og lav væskekontaktsprayark
	Elektroden på hovedenheden eller medicinkoppen er snavset	Genstart efter rengøring af elektroden

FEJL	ÅRSAGSANALYSE	FEJLFINDING
Strømindikatorens LED er ikke tændt, eller forstøveren virker ikke	Omvendt forbindelse af batterianode og katode	Geninstaller batteriet i henhold til betjeningsvejledningen
	For lav batteristrøm	Genstart efter udskiftning af et nyt batteri
Strømindikatorens LED er tændt, men forstøveren virker ikke	Indikator-LED (orange LED) er altid tændt, og batteristrømmen er utilstrækkelig	Genstart efter udskiftning af nye batterier.
	Elektroden på hovedenheden eller medicinkoppen er snavset	Genstart efter rengøring af elektroden
	Sprøjtearket er snavset eller alvorligt blokeret	Rengør medicinbæger i henhold til betjeningsvejledningen; udskift en ny kop, hvis fejlen ikke afhjælpes ved rengøring
Forstøveren slukker automatisk, mens den er i drift	Medicinkopmodulet er ikke samlet godt og bliver derfor løst i brugsprocessen	Genstart efter genmontering af medicinkop
	Medicinkop har ingen væske eller væske er brugt op	Injicer væske igen
	Væske kommer ikke i kontakt med sprayarket i mere end 10 s	Hæld den positive overflade af forstøveren til brugeren, og lav væskekontaktsprayark
	Forstøveren rystes eller vibreres alvorligt, når den bruges	Hold forstøveren stabilt i hænderne, når du bruger den
	Fejl ved medicinkop	Skift et nyt medicinkopmodul
Forstøveren kan ikke slukke automatisk	Elektroden på hovedenheden eller medicinkoppen er snavset	Sluk for forstøveren for at rense elektroden
	Fejl på medicinkopmodul	Skift et nyt medicinkopmodul
Væskelækage	Medicinkopmodulet er beskadiget, eller forseglingssilicagel bliver ældet	Skift et nyt medicinkopmodul

5. ANDRE

Denne brugervejledning kan også bruges som teknisk specifikation.

5.1. GARANTIPPLYSNINGER

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Vær venligst opmærksom på, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

5.2. LISTE OVER TILBEHØR

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Hovedenhed 1 STK | 6. Strømkabel 1 STK |
| 2. Medicinkopmodul 1 STK | 7. Brugsanvisning 1 STK |
| 3. Maske til barn 1 STK | 8. Garantikort 1 STK |
| 4. Maske til voksen 1 STK | |
| 5. Mundstykke 1 STK | |

Hvis der er behov for dele og tilbehør, bedes du kontakte leverandøren.

5.3. AFFALD OG RESTBEHANDLING

Affaldshovedenheden, tilbehør og specielt solgte produkter skal behandles

ved at overholde de lokale myndigheders krav.

- 1 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER PRODUKTET.
- 2 VIRKSOMHEDEN HAR INTET ANSVAR FOR MASKINSKADER OG FEJL FORÅRSAGET AF FORKERT BRUG ELLER FEJL I BETJENING I HENHOLD TIL DENNE MANUAL
- 3 HOVEDENHEDEN MÅSKE IKKE BETJENES, HVIS TEMPERATUREN, SPÆNDINGEN OG PRODUKTKARAKTERISTIKANE ER FORSKELLIGE FRA DE SPECIFICEREDE INDIKATORER.
- 4 PODUKTENS YDELSE KAN VARIERE SAMMEN MED VÆSKE- KARAKTERISTIKANE (SUSPENSION ELLER HØJ VISKOSITET).
- 5 SE DET EKSTERNE PAKKEETIKET ELLER CERTIFIKAT FOR PRODUKTIONSdatoen.





JIANGSU YUYUE MEDICAL
EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
Yunyang Industrial Park
2120300 DanYang, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding
Corporation GmbH
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Niemcy



0123

IMPORTER:

Timago International Group
Ossowski spółka Komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała,
Poland
+48 (33) 499 50 00
+48 (33) 499 50 11
E.: info@timago.com

TIMAGO.COM

04/2025 (I)