

INSTRUCTIONS FOR USE

Forearm folding crutch


Product code: **CompactTim**



1. Characteristics

The forearm folding crutch consists of a comfortable, durable handgrip and an aluminum shaft finished with a high-quality rubber tip. Because of stepped length adjustment and folding function, it is very convenient for daily use. The crutch has an ergonomic shape of the cuff and properly adjusted elbow angle, which ensures optimal distribution of the pressure on the handgrip.

- a. cuff
- b. handgrip
- c. folding location
- d. length adjustment
(locking pin)
- e. adjustment lock
- f. rubber tip



2. Application

The forearm crutch is ancillary equipment which is used to increase the area of support in case of patients with reduced mobility. It is also recommended to patients who need help and support while walking and it can also be used for gait re-education as an aid in keeping balance after the injuries of lower limbs or trunk.

Contraindications: coordination and balance disorders, advanced rheumatic changes, injuries and dysfunctions of upper limbs which may hinder the user to support on the crutch.

3. Assembly and adjustment

- To make transportation easier, the crutch has a folding function. Before adjusting the length, the crutch should be unfolded by overlapping the two parts of the shaft.
- To adjust the length of the crutch, unscrew the adjustment lock.
- Adjust the crutch, press the locking pin and select appropriate position of the inner tube. Lock the position of the tubes relative to each other with the use of locking pin. The crutch is adjustable in 2.5 cm increments.
- Once the length adjustment is complete, screw the crutch adjustment lock.
- To set the proper length of the crutch, stand upright and bent upper limb in elbow joint at the angle of 20°.
- The crutch should be adjusted individually to the user so that the handgrip is at hip joint level and the cuff is at the height of upper part of the forearm.
- Before use, ensure that the crutch is stable and the locking pin fully protrudes through adjustment hole of the crutch.
- It is recommended to use two crutches simultaneously.

NOTE! In case of doubts concerning the technique of moving with the use of the crutches, consult a person who has appropriate knowledge and qualifications.

4. Technical data

Leg: aluminium

Height adjustment: 94-116 cm

Height to the handgrip: 70-92 cm

Maximum capacity: 136 kg

Crutch weight: 0.60 kg

Colour: black

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Cleaning and maintenance

- Clean the crutch using only water and mild detergents, wipe dry after each use.
- **Do not use:** strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol nor solvents (it may cause frame damage, visible defects, and in consequence – loss of warranty rights).
- It is recommended to check rubber tip regularly. Replace worn tip immediately.









7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction



The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.

Our complete line of products is available from our distributors.
Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kula łokciowa składana


Kod Produktu: **CompactTim**



1. Wykonanie

Kula łokciowa składana posiada wygodny, wytrzymały uchwyt oraz aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości składania jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu. Kula posiada ergonomiczny kształt obejmujący oraz prawidłowo dobrany kąt łokciowy, co zapewnia optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.

- a. obejmka
- b. uchwyt
- c. miejsce składania
- d. regulacja długości
(pin blokujący)
- e. blokada regulacyjna
- f. gumowa nasadka



2. Zastosowanie

Kula łokciowa jest sprzętem pomocniczym, służącym do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po

przebyłym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli.

3. Montaż i regulacja

- W celu ułatwienia transportu, kula posiada funkcję składania. Przed regulacją długości, kulę należy rozłożyć nakładając na siebie obie części trzonu.
- Aby móc wyregulować długość kuli należy odkręcić blokadę regulacyjną.
- Wcisnąć pin blokujący i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy pinu blokującego. Kula jest regulowana skokowo co 2,5 cm.
- Po zakończeniu regulacji długości, należy zakręcić blokadę regulacyjną kuli.
- Długość kul dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 20°.
- Kula łokciowa powinna być indywidualnie dostosowana do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt kuli znajdował się na wysokości stawu biodrowego, a obejma w górnej części przedramienia.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie pinu blokującego i upewnić się, że kula jest stabilna.
- Zaleca się używanie dwóch kul jednocześnie.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się o kulach, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

4. Specyfikacja techniczna

Trzon: aluminiowy

Regulacja wysokości: 94-116 cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 70-92 cm

Maksymalne obciążenie: 136 kg

Waga kuli: 0,60 kg

Kolor: czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Kulę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem trzonu, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą gwarancji).
- Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2023(I)