

BRUGSANVISNING

Firehjulet aluminiumsrollator

Produktkode: RANGER



1. Udførelse

En sammenklappelig firehjulet rollator, udført i et aluminiumsstel. Udstyret m. bremse m. parkeringsklemme, et sæde m. ryglæn, en stok-/krykkeholder, en krus-/flaskeholder og en indkøbstaske. Har store lufthjul m. en diameter på 12" og højdejusterbare håndtag m. anatomiske greb. Konstruktionen er baseret på krydsstellet og rør m. et ovalt tværsnit, hvilket øger betydeligt rollatorens modstandsdygtighed over for aksiale belastninger.

Sættet indeholder: et rollatorstel m. et sæde, forhjul, baghjul m. støtteben, ryglæn, indkøbstaske.

Rollatorens elementer:

1. Håndtag
2. Justerbart håndtagsrør
3. Bremse m. parkeringstilstand
4. Justeringsklemme
5. Ryglæn
6. Sæde m. håndtag
7. Taskekrog
8. Forhjul
9. Bremsejustering
10. Baghjul
11. Sikkerhedslås
12. Pedal
13. Krykke-/stokholder
14. Låsepind
15. Krus-/flaskeholder



2. Anvendelse

En firehjulet rollator er et hjælpeudstyr beregnet for personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der har brug for et stabilt greb og gangstøtte. Den anbefales også som hjælpemiddel til ældre personer m. dårlig balance, der forbedrer deres gangkomfort og sikrer dem mod fald. Takket være anvendelsen af rollatoren kan personer m. gangbesvær el. problemer m. et komme op i stående stilling opretholde en aktiv hverdag. Rollatoren sikrer høj stabilitet, bedre støtte og sikkerhed under gangen.

3. Montering, opklapning, sammenklapning og justering af rollatoren

Montering af rollatoren

- Pak alle delene ud af æsken og læg dem på et fladt underlag (et stel m. 2 bagben, som er tilsluttet vha. bremsekabler, 2 forhjul, et ryglæn, en taske).
- Tryk på låsepindene og sæt begge bagben m. hjul ind i hullerne i rollatorstellet.
(højre og venstre ben er tilsluttet til de respektive sider af rollatorstellet vha. bremsekabler).
- Tryk på låsepindene og sæt begge forhjul ind i hullerne i frontgaflerne på rollatorstellet.
- Montér ryglænet i beslagene inderst på håndtagene.
- Hæng tasken op på krogene.



Opklapning af rollatoren

- For at klappe rollatorstellet op skal du gribe i begge håndtag og trække dem udad.
- Tryk på sædeskinnerne, indtil de er klappet helt op (der høres et klik i låsemekanismen).

Sammenklapning af rollatoren

- For at klappe rollatoren sammen skal du trække i håndtaget og skubbe det opad.
- Grib begge rollatorhåndtag og tryk dem indad.

Højdejustering af håndtagene

Højdejustering af håndtagene:

- Skub bremsen nedad og sæt den i parkeringstilstand, så rollatoren står helt fast.
- Træk i og hold justeringsklemmen.
- Justér højden på håndtagene.
- Slip justeringsklemmen for at låse håndtagene i den indstillede højde. Træk håndtaget opad og nedad et par gange for at sikre dig, at det er låst korrekt i den ønskede højde.
- Højden på det andet håndtag justeres på tilsvarende vis.
- Begge håndtag skal indstilles til samme højde.



Bremsefunktion

- For at standse rollatoren skal du flytte bremsestangen opad mod håndtaget, og dernæst holde den i denne position i et stykke tid.
- Under parkering el. når rollatoren bruges som sæde, skal du låse bremsen m. en bremseklemme ved at trække bremsehåndtaget nedad.
- For at frigøre bremsen, skal du trække bremsehåndtaget opad.



Bremsejustering

Løsn kabelhåndtaget, træk passende længde af kablet ud og dernæst lås det fast ved at tilspænde klemmeskruen.



4. Teknisk specifikation

Totalbredde	67 cm
Totallængde	75,5 cm
Sædebredde	21 cm
Totalhøjde	89,5-102,5 cm
Sædehøjde fra underlaget	59 cm
Vægt	10,8 kg
Maks. tilladt belastning	136 kg
Maks. tilladt belastning af kurven	5 kg
Stelfarve	hvid

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uheldig anvendelse af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

Rollatorstellet skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af. Det er ikke tilladt at bruge aggressive poleringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af beskyttelseslagene. Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af rollatoren (hængsler, klemmeskruer, låse).










7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa *[ApS og K/S]*

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tel.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: info@timago.com



07/2023(I)