

# INSTRUCTIONS FOR USE

## Knee brace

**Product code: GenuStrap**



### 1. Characteristics

Knee brace is made of elastic material with great properties in terms of air permeability and removal of moisture. There is an opening with foamed ring in the central part of the brace which positions the brace and relieves the patella. Open construction and three circumferential straps with velcros allow for comfortable put on and off, as well as precise fit and customization for user.

### 2. Application

Knee brace may be used in preventive treatment and in post-injury rehabilitation in order to limit the range of mobility in the knee joint and to improve functional activities. The brace relieves the patella, stabilizes the knee, limiting lateral movements in unstable joint.

### Indications for use:

- Pathological changes of the patella
- Rheumatoid inflammations of the knee joint
- Patellar apex syndrome
- Dislocation of the patella
- Minor failure of ligaments
- Preventive treatment of excessive strain and injuries
- Rheumatism

### Contraindications:

Do not use in case of:

- Skin abrasion
- Eczema
- Wound and other skin injuries

- After application of warming gel or ointment
- Individual contraindications which were determined by the doctor during interview and physical examination

### 3. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.**

### 4. Fitting instruction

- Detach the circumferential straps and put brace on the knee joint so that the opening with foamed ring is placed on the central part of the.
- Fasten upper and bottom strap with Velcro close to the body. Repeat the action with middle strap afterwards.
- Check the correctness of attached straps and proper position of splints and ring in standing position.

**Note!** Only well-fitting brace guarantees correct stabilization of knee joint and relief of the patella.

**Note!** Long-term use may result in reduction of muscle tone and dysfunction of lower limb.

### 5. Technical data

SIZE	ONE SIZE
------	----------

### 6. Maintenance

- Hand wash in warm water. Do not tumble, chlorinate, iron, bleach, dry cleaning, use tumble dryer.
- Ensure the Velcro is fastened in order not to destroy the material.
- Dry at room temperature far from intensive heat source.

**Note!** Maintenance information can be found on the material label.










## 7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

## 9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.  
Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com). Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Orteza stawu kolanowego

### Kod produktu: GenuStrap



## 1. Wykonanie

Orteza stawu kolanowego wykonana została z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Posiada otwór w centralnej części z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym rzepkę. Otwarta konstrukcja oraz trzy pasy obwodowe zakończone rzepami pozwalają na wygodne zakładanie oraz ściąganie, a także precyzyjne dopasowanie i dostosowanie rozmiaru do potrzeb użytkownika.

## 2. Zastosowanie

Orteza stawu kolanowego należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu zachowawczym, rehabilitacji pourazowej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie i dla poprawy czynności funkcjonalnych. Orteza odciąża rzepkę i stabilizuje kolano, ograniczając ruchy boczne w niestabilnym stawie.

### Wskazania do stosowania ortozy:

- Chorobowe zmiany rzepki
- Reumatyczne stany zapalne stawu kolanowego
- Pierwotny syndrom wierzchołka rzepki
- Zwichnięcia rzepki
- Lekka niewydolność więzadeł
- Profilaktyka przeciążeń i urazów
- Choroby reumatyczne

### **3. Przeciwwskazania**

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych,
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających
- Indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym

### **4. Uwagi**

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

### **5. Sposób zakładania**

- Aby założyć ortezę należy odpiąć wszystkie pasy i nałożyć ją na kończynę na wysokości stawu kolanowego tak, aby otwór z piankowym pierścieniem znajdował się w centralnej części rzepki.
- Należy zapiąć górny i dolny pas obwodowy tak, aby przylegały dopasowane do ciała. Następnie powtórzyć czynność z pasem środkowym.
- W pozycji stojącej należy sprawdzić poprawność zamocowanych pasów.

Należy pamiętać, że jedynie właściwie dopasowana orteza gwarantuje prawidłową stabilizację stawu kolanowego oraz odciążenie rzepki.

Długotrwałe stosowanie ortozy może powodować obniżenie napięcia mięśniowego i upośledzenie funkcji kończyny.

## 6. Parametry techniczne

ROZMIAR	UNIWERSALNY
---------	-------------

## 7. Konserwacja

- Ortezę należy prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, żeby w praniu rzepy były dobrze dopięte, aby nie zniszczyły materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

**Uwaga!** Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.





## 8. Warunki przechowywania i transportu






Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 9. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji

	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2023