

INSTRUCTIONS FOR USE

Back rest with armrests

Product code: BackTim



1. Characteristics

The back rest is made of powder-coated steel frame. It consists of a base with stepped backrest angle adjustment, a seat and folding armrests. The backrest is made of durable and breathable fabric with an additional head cushion for added comfort. Adjustable angle allows for individual adjustment to the patient's needs while lying or sitting.

Elements of the back rest:

- a. backrest angle adjustment
- b. backrest
- c. head pillow
- d. armrests
- e. seat



2. Application

Back rest is ancillary equipment designed for patients with reduced mobility and who are in lying position permanently which prevents or hinders the unassisted performance of daily living activities. Back rest helps to maintain half-sitting position without having to be hold by the other person. It is also used in order to tilt the patient to erect position by gradually accustoming the cardiovascular system to sitting position. The back rest is recommended for use at home and in hospitals.

3. Adjustment

The backrest angle of the arm rest is adjustable in steps from 47° - 70°. The armrests have a folding / unfolding function.

4. Technical data

Overall width	55 cm
Inner width	50 cm
Overall depth	50 cm
Inclination angle adjustment	47° - 70°
Weight	3,78 kg
Maximum capacity	136 kg
Frame colour	white

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the back rest, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Cleaning and maintenance

Reviews

Make visual inspection of all the joining elements (clamps, hinges) of the back rest at least once every three months including:

- condition of ratchet mechanism
- stability and look of the frame

Cleaning

Control the technical condition of the back rest regularly:

- Clean the frame using only water and mild detergents. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing agents and detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).










7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka pod plecy z podłokietnikami

Kod produktu: BackTim



1. Wykonanie

Podpórka pod plecy wykonana jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Składa się z podstawy ze skokową regulacją kąta oparcia, siedziska oraz składanych podłokietników. Oparcie wykonane jest z wytrzymałej i przewiewnej tkaniny z dodatkową poduszką pod głowę, która podnosi komfort użytkowania. Regulacja kąta nachylenia pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb pacjenta podczas leżenia lub siedzenia.

Elementy podpórki pod plecy:

- a. regulacja kąta oparcia
- b. oparcie
- c. poduszka pod głowę
- d. podłokietniki
- e. siedzisko



2. Zastosowanie

Podpórka pod plecy jest sprzętem pomocniczym przeznaczonym dla osób trwale przebywających w pozycji leżącej z obniżoną sprawnością ruchową, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Podparcie umożliwia utrzymanie pozycji półsiedzącej bez konieczności podtrzymywania przez drugą osobę. Podpórka wykorzystywana jest również w celu pionizacji poprzez stopniowe przyzwyczajanie układu krążenia do osiągnięcia pozycji siedzącej. Podpórka polecana jest do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Regulacja

Kąt oparcia podpórki jest regulowany skokowo w zakresie 47° - 70°. Podłokietniki posiadają funkcję składania / rozkładania.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	50 cm
Głębokość całkowita	50 cm
Regulacja kąta nachylenia	47° - 70°
Waga	3,78 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Kolor ramy	biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki pod plecy, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Przeglądy

Należy regularnie wykonywać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatraskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym:

- sprawdzić działanie mechanizmu skokowej regulacji
- sprawdzić stabilność i wygląd ramy nośnej

Czyszczenie

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego podpórki pod plecy:

- Podpórkę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani

żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



09/2024(VI)