



FLERSPROGEDE
VF. II FØDNINGER



DA EN

MOBIAK[®]

MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



BRUGSANVISNING: **KRAFTIG KØRESTOL**

USER MANUAL: **HEAVY DUTY WHEELCHAIR**

REF :0808527



PÅTÆNKT ANVENDELSE:

Disse kørestole er designet til fysisk eller psykisk handicappede med begrænset mobilitet. Den gør det muligt at transportere personer med mobilitetsproblemer eller begrænset mobilitet og kan bruges af patienten selv (hvis den har 20-24" baghjul) eller ved hjælp af en ledsager.

Når kørestolen har baghjul med en diameter på 50 til 60 cm og håndkant på hjulet, kan brugeren bevæge sig selvstændigt.

SPECIFIKATIONER

Se venligst **BILAG A**

DIMENSIONER

Se venligst **BILAG B**

SAMLING

Se venligst **BILAG C**

SYMBOLER

Se venligst **BILAG D**

GENERELLE ADVARSLER:

- Hvis du ikke læser denne brugsanvisning, er det bedst ikke at bruge dette produkt eller bruge en anden tilgængelig del. Hvis du ikke forstår brugen eller forholdsreglerne, skal du kontakte forhandleren eller den rette tekniske person, før du bruger produktet, da det kan blive beskadiget.
- Hold produktet væk fra varmekilder.
- Vær forsigtig, når der er børn i nærheden, og lad ikke børnene lege med produktet.
- Overskrid ikke den maksimale nyttelast.
- Der skal altid udvises særlig forsigtighed, når der er bevægelige dele, som kan medføre, at lemmer kommer i klemme og kommer til skade.
- Forsøg ikke at løfte kørestolen i nogen af de aftagelige dele.
- At sætte sig i og rejse sig fra kørestolen kan udføres uafhængigt, men kræver styrke og mobilitet i overkroppen.

VIGTIGT!

Konstruktionen af denne kørestol er designet til at give maksimal sikkerhed. Brugere kan dog være i fare, hvis de bruger deres kørestole på en uegnet måde. For din egen sikkerheds skyld skal følgende regler overholdes. Ikke-specifikt eller forkert justeringsarbejde kan øge risikoen for ulykker.

- Brug altid lyst tøj, når du bevæger dig på mørke steder, så du lettere kan ses af andre.
- Vær forsigtig under din første tur i denne kørestol.
- Lær din kørestol at kende.
- Gør brug af din kørestol på jævnt underlag såvel som op ad bakke og ned ad bakke.
- Forsøg ikke at nå genstande, hvis du har brug for at løfte dem fra gulvet, ved at række ned mellem dine knæ.
- Forsøg ikke at nå genstande, hvis du har brug for at flytte dig på sædet.
- Må ikke anvendes på veje eller motorveje.
- Brug ikke kørestolen på en vej eller overflade med vand, is eller smøremidler.
- Brug ikke uautoriserede dele, tilbehør eller adaptere ud over dem, der er godkendt af MOBI AK.
- Stå ikke i kørestolen.

FØR BRUG:

1. Kontrollér, om rammen er beskadiget, for at garantere en sikker brug af produktet. (Der er ingen revner eller brud på rammen).
2. Kontrollér, om produktet er korrekt samlet.
3. Kontrollér, om sædet er helt slået ud. Hvis ikke skubbes sædet ned fra siderammen.
4. Kontrollér, at bremsen fungerer korrekt.
5. Kontrollér altid de mekaniske deles slidtilstand for at sikre, at produktet er absolut sikkert at bruge for mennesker og genstande.
6. Hvis der er hurtigudløserakser, skal du kontrollere, at de er sikret korrekt.
7. Kontrollér dæk, dæktryk (hvis nødvendigt) og hjullåse (bremser). Bremserne fungerer ikke korrekt, hvis trykket er for lavt, eller afstanden mellem dækket og hjullåsen er for stor.

ADVARSEL!

Følgende metoder må kun anvendes af erfarne patienter. Hvis du ikke er erfaren, skal du bede om hjælp fra en ledsager.

AT SÆTTE SIG I KØRESTOLEN:

1. Placer kørestolen så tæt på dig som muligt.
2. Aktivér hjullåsene.
3. Læn dig på rammen med armene, og sænk dig langsomt ned mod sædet.

AT REJSE SIG FRA KØRESTOLEN:

1. Placer kørestolen så tæt som muligt ved siden af det sæde, du vil flytte til.
2. Aktivér hjullåsene.
3. Brug begge håndtag lige meget. Hvis du kun bruger én hånd (og uden opsyn), kan det medføre personskaade.
4. Skift kropsvægten hen i det sæde, du vil flytte til.

ANDRE INSTRUKTIONER:

1. Brug altid elevatorer og ramper. Hvis disse ikke er tilgængelige, kan du nå din destination ved hjælp af to ledsagere. De skal løfte kørestolen ved at holde i de stabile dele af rammen. En kørestol må aldrig løftes, mens en passager sidder i den. Den må kun skubbes.
2. Undgå trapper eller forhindringer, eller bed din ledsager om hjælp.
3. Denne kørestol må udelukkende bruges til at bære én person ad gangen på sædet.
4. Brugere bør ikke sidde i kørestol, mens de bruger transportmidler.
5. Kørestolene har en bremse på baghjulene, som skal sikres, når kørestolen ikke bevæger sig.
6. Træd IKKE på fodstøtterne for at sætte dig op eller rejse dig, FARE FOR AT VÆLTE. Fodstøtterne bruges af brugeren, når han eller hun sidder.
7. Rør IKKE ved bevægelige dele, mens du bevæger dig, FARE FOR PERSONSKADE

VEDLIGEHOLDELSE:

Periodisk gennemgang af nedenstående procedurer hjælper med at opretholde din kørestols levetid og effektivitet.

UGENTLIGT

1. Kontrollér hjultrykket ved at følge instruktionerne på hjulene.
2. Kontrollér, at den tværgående arms centrale bolt er stram og i god stand.
3. Rengør stoffet med sæbevand eller egnede produkter.
4. Rengør metaldelene på stolen med en tør klud eller med specielle produkter til kromoverflader eller malede overflader.
5. Kontrollér hjulboltene, og juster dem om nødvendigt.
6. Kontrollér for skader på for- og baghjul.

HVERT KVARTAL

1. Kontrollér og juster om nødvendigt: hjulgafler, hjulaksler og baghjulets håndfølge.
2. Smør fedt eller olie på alle komponenter, der er udsat for friktion eller forestående slid.
3. Spænd skruerne og møtrikkerne.
4. Generel revision af stolens status og reparation til alt, hvad der er nødvendigt.

ÅRLIGT

1. Vi anbefaler en fuld gennemgang en gang om året hos en kvalificeret tjenesteudbyder.
2. Af hensyn til patientens sikkerhed anbefaler vi, at kørestolen kontrolleres af producenten hvert andet år. Brug kun originale reservedele i tilfælde af reparation.

RENGØRING:

Ud over vedligeholdelse og inspektion kan både rammen og polstringen rengøres grundigt.

- For at bevare sit udseende skal stoffet rengøres regelmæssigt.
- Snavs kan fjernes med en svamp og et mildt rengøringsmiddel med varmt vand, der fejes i retningen af stoffets tekstur.
- Skyl med rent vand, inden du lader det tørre.
- **Lad IKKE kørestolen være våd.**
- Put ikke stoffet i en tørretumbler. Hvis snavset sidder dybt, skal overfladen rengøres med en blød børste.
- Rammen skal rengøres regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel.
- Kørestole med lædersæder skal rengøres med tør klud.
- Rengør hjulene med varmt vand og mild sæbe. Vær opmærksom på aftørring af hjulene. Det er farligt at bruge kørestolen med våde hjul.
- Hvis du har brug for at desinficere produktet, skal du bruge et almindeligt, mildt desinfektionsmiddel.
- Beskyt produktet mod ridser, snit og punkteringer.



FORSIGTIG (!):

- I tilfælde af skader eller funktionsfejl på dit produkt må du IKKE bruge produktet, og du skal kontakte den autoriserede og uddannede repræsentant.
- Brug ikke produktet til et formål, der ikke er angivet i denne brugsanvisning
- MOBIAK S.A. fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser, der sker som følge af forkert brug af dette produkt og uautoriseret ændring af produktets ramme.
- MOBIAK S.A. forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel.
- Der er en $\pm 3\%$ afvigelse for produkternes dimensioner.



MILJØBESKYTTELSE:

Hvis du en dag finder ud af, at produktet skal udskiftes, eller at det ikke længere fungerer for dig, bør du tage hensyn for at beskytte miljøet:

- 1) Smid ikke produktet ud sammen med resten af det offentlige affald (det er også hensigten med det viste genbrugsskilt).
- 2) Kontakt de offentlige myndigheder, så de kan informere dig om de genbrugsstationer, hvor produktet skal bortskaffes.
- 3) Korrekt bortskaffelse af produktet bidrager til at beskytte miljøet og til at genbruge produktets komponenter.

INDBERETNING AF HÆNDELSER:

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING:

Vi er eneansvarlige for at erklære, at det medicinske udstyr, der er nævnt i denne erklæring, er af lavrisikoklasse (klasse I) og overholder kravene i EU-forordning 745/2017 og, hvor det er relevant, de standarder og den lovgivning, der henvises til.

GARANTI:

Produktet har garanti i en periode på to (2) år fra købsdatoen.

Garantien dækker fabriksfejl og dækker IKKE skader, der skyldes forkert brug, dårlig vedligeholdelse, ændringer, overforbrug eller manglende overholdelse af produktets brugsanvisning. Dækker heller IKKE de dele, der kan slides under brug eller over tid, såsom polstring, hjul eller bremses.

Skader eller defekter forårsaget af naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelse eller reparation, forsyningsproblemer (hvor det er relevant) og transportører er ikke dækket af garantien.

Ingen service- eller reservedel er dækket, medmindre den er blevet inspiceret af en autoriseret serviceafdeling eller producenten af produktet. Forsendelsesomkostninger for garantivarer skal betales af brugeren/kunden eller af forhandleren.

FORMULAR TIL GARANTIKRAV

KØBEROPLYSNINGER:			
FULDT NAVN :			
KØBSDATO :		TELEFON:	
SERIENUMMER :			
LOT :			
FORHANDLEROPLYSNINGER			
FULDT NAVN :			
ADRESSE :			
TELEFON :			
STEMPEL OG UNDERSKRIFT			



MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



INTENDED USE:

These wheelchairs have been designed for physically or mentally handicapped people with limited mobility. It makes possible to transport people with mobility problems or limited mobility and can be used for movement by the patient himself (if it has 20-24" rear wheels) or with the help of an attendant.

When the wheelchair has a rear wheel with a diameter of 50 to 60 cm and hand rim on the wheel then the user can move independently

SPECIFICATIONS

Please refer on **ANNEX A**

DIMENSIONS

Please refer on **ANNEX B**

ASSEMBLY

Please refer on **ANNEX C**

SYMBOLS

Please refer on **ANNEX D**

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the wheelchair by any removable parts.
- Sitting down in and standing up from the wheelchair can be performed independently but requires strength and mobility on the upper body.

IMPORTANT!

The construction of this wheelchair is designed to provide maximum safety. However, users may be at risk by using their wheelchairs unsuitable. For your own safety, the following rules must be observed. Nonspecific or incorrect adjustment work can increase the risk of accidents.

- Always wear light-colored clothes when moving in dark places so that you can be reached more easily from others.
- Be careful during your first course in this wheelchair.
- Meet your wheelchair.
- Make use of your wheelchair on level ground as well as uphill and downhill.
- Do not attempt to reach objects if you need to lift them from the floor reaching between your knees.
- Do not attempt to reach objects if you need to move on to the seat.
- Do not use on roads or motorways.
- Do not use the wheelchair on a road or surface with water, ice or lubricants.
- Do not use unauthorized parts, accessories, or adapters other than those approved by MOBIAK.
- Do not stand in the wheelchair.

BEFORE USE:

1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame)
2. Check, if the product is properly assembled.
3. Check If the seat is completely open. If not push the seat down from the lateral frame.
4. Check that the brake works correctly.
5. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
6. If there are quick release axes, check that they have been secured correctly.
7. Check tires, tire pressures (if need id) and wheel locks (brakes). The brakes will not work properly if the pressure is too low or the gap between the tire and the wheel locks is too long.

WARNING!

The following methods must be used only from experienced patients. If you are not experienced, ask for help from an attendant.

SITTING DOWN TO THE WHEELCHAIR:

1. Position the wheelchair as close as possible to you.
2. Engage wheel locks.
3. Lean on the frame with arms and slowly go down towards the seat.

STANDING UP FROM THE WHEELCHAIR:

1. Position the wheelchair as close as possible alongside the seat to which you are transferring.
2. Engage wheel locks.
3. Must rely on both handles equally. Supporting only one hand (and unattended) can cause injury.
4. Shift body weight into the seat that you are going to transfer.

OTHER INSTRUCTIONS:

1. Always use lifts and ramps. If these are not available, you can reach your destination with the help of two escorts. They must lift the wheelchair by holding stable parts of the frame. A wheelchair should never be lifted while a passenger is seated. It should be pushed only.
2. Avoid stairs or obstacles, otherwise ask help from your attendant:
3. This wheelchair must be used solely to carry a person at a time on the seat.
4. Users should not sit in wheelchair while are using any means of transport.
5. The wheelchairs have a brake on the back wheels, which should be secured when the wheelchair is not moving.
6. DO NOT push on the footrests to sit or stand up, DANGER OF OVERTHROW. The footrests are used by the user when He or She is seated.
7. DO NOT touch moving parts while moving DANGER OF INJURY

MAINTENANCE:

Periodic review of the procedures below will help to maintain the life and effectiveness of your wheelchair.

WEEKLY

1. Check the wheel pressure by following the instructions on the wheels.
2. Check that the central bolt of the transverse arm is tight and in good condition.
3. Clean the fabric with soapy water or sufficient products.
4. Clean the metal parts of the chair with a dry cloth or with special products for chrome surfaces or painted surfaces.
5. Check the wheel bolts and adjust if necessary.
6. Check for damage to front and rear wheels.

QUARTERLY

1. Check and adjust if necessary: wheel forks, the wheel axels and the hand-rim of the rear wheels.
2. Grease or oil all components that are subject to friction or impending wear.

3. Tighten the screws and nuts.
4. General revision of the chair's status and repair to whatever is necessary.

ANNUALLY

1. We recommend a full review once a year to a qualified service provider.
2. For the safety of the patient, we recommend that the wheelchair will be checked by the manufacturer every 2 years. In case of repair, use only authentic spare parts.

CLEANING:

In addition to maintenance and inspection, both the frame and the upholstery can be thoroughly cleaned.

- To maintain its appearance, the fabric must be cleaned regularly.
- Dirt can be removed with a sponge and a mild detergent with warm water, sweeping in the direction of texture.
- Rinse with clean water before letting it dry.
- **DO NOT leave the wheelchair wet.**
- Do not place the fabric in a tumble dryer. If the dirt is deep, the surface should be cleaned with a soft brush.
- The frame should be cleaned regularly with a mild detergent.
- The wheelchairs with leather seats must be cleaned with dry cloth.
- Clean the wheels with warm water and mild soap. Pay attention in drying the wheels. it is dangerous use the wheelchair with wet wheels.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.



CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels or brakes.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

WARRANTY CLAIM FORM

BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
DDRESS:			
PHONE:			
SIGN AND SIGNATURE			

 **MOBIAK S.A**
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com














BILAG A. SPECIFIKATIONER ANNEX A SPECIFICATIONS

MBK-KODE	GR BESKRIVELSE	DA BESKRIVELSE
0808527	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	KRAFTIG KØRESTOL

RAMME	STÅL, SAMMENKLAPPELIG
SÆDE	STOF MED FORING
STOF PÅ SÆDE OG RYGLÆN	MED BRANDHÆMMENDE EGENSKABER
ARMLÆN	SAMMENKLAPPELIG
FODSTØTTER	ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΑΦΤΑΓΕΛΙΓ ΟΓ ΛÆNGDEJUSTERBAR
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ / BAGHJUL	24" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ / 24" SOLID MED HJUL MED EGER
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΡΟΧΟΙ / FORHJUL	8" x 2" (200 x 50 mm) SOLIDT
ANTI-VIPPEHJUL	OXI / NEJ
LEDSAGERBREMSE	JA
MAKS. BELASTNING	182 kg
EKSTRA	ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΜΠΑΡΑ / DOBBELT TVÆRSTANG
STOK-/KRYKKEHOLDER	EKSTRAUDSTYRSKODE: 0811369

BILAG B. DIMENSIONER ANNEX B DIMENSIONS

											
0808527	56 cm	56 cm	45 cm	44 cm	74 cm	110 cm	91 cm	50 cm	24" 8"	182 Kg	23Kg

BILAG C. SAMLING ANNEX C. ASSEMBLY

Den kørestol, du har i dine hænder, kan afvige fra den på de følgende fotos. Samleprocessen er ens.


The wheelchair that you have in your hands may differ from the one in the following photos. The assembly process is similar.

Åbning: Tag håndtagene, og træk udad, og skub derefter stængerne på siden af sædet nedad, indtil kørestolen er helt åben.

To open: Get the handles and pull outwards, then push the bars on the side of the seat, downwards until the wheelchair is completely open.

Sammenklapning: Følg den omvendte procedure.

To close: Follow the reverse procedure.



Monter fodstøtten ved at montere hængselpladerne, der sidder på fodstøtten, på hængselstifterne på kørestolsrammen. Skub fodstøtten mod indersiden af kørestolen, indtil den låses på plads. Gentag den samme procedure for den anden fod.

Fjern fodstøtten ved at skubbe på udløserhåndtaget, dreje udad og løfte fodstøtten af hængselstifterne.

Assembly footrest by installing the hinge plates that are on the part onto the hinge pins on the wheelchair frame. Push the footrest towards inside of the wheelchair until it locks into place. Repeat the same procedure for the other foot.



Remove the footrest by pushing the release lever, rotate outwards, lift the footrest off the hinge pins.

Brug værktøjet, der følger med i produktpakken, til at **justere længden** af fodstøtten. Løsn skruen, og stram den til den ønskede længde for at fastgøre den.

*Use the tool, that are with the product package, to **adjust the length** of the legrest. Loosen the screw and tighten to the desired length to secure it.*

Brug det medfølgende **fodstøttebælte** til at sikre, at patientens fødder er korrekt placeret.

*Use the included **footrest belt** to make sure that the patient's feet are properly positioned.*



**Dit produkt er klar til brug. /
Your Product is ready for use.**



Bremserne bruges til at immobilisere kørestolen, når den står stille, for at forhindre, at den ruller væk.

For at aktivere bremsen skal du skubbe bremsehåndtaget fremad med håndfladen. (1)

For at frakoble bremsen skal du trække bremsehåndtaget bagud med de nederste fingre. (2)

*The **brakes** are used to immobilize the wheelchair when it is stationary to prevent it from rolling away.*

To engage the brake, push the brake lever forwards with the palm. (1)

To disengage the brake, pull the brake lever backwards with the low fingers (2)

Aktivér aldrig parkeringsbremserne, mens du bevæger dig.

Aktivér ikke parkeringsbremserne for at sænke farten på kørestolen.

Læn dig ikke på parkeringsbremserne for støtte eller for at flytte dig fra stolen til et andet sted. Hold fingrene væk fra bevægelige dele, når du bruger bremsen, og hold altid hånden på bremsehåndtaget.




Never engage the parking brakes while you are moving.

Do not engage the parking brakes to slow down the wheelchair.




Do not lean on the parking brakes for support or transfer.

Keep your fingers away from movable parts when using the brake, always keep your hand on the brake lever.



For at hæve det sammenklappelige armlæn skal du trykke på sikkerhedshåndtaget og trække opad.

To raise the folding armrest, press the safety lever and pull upwards.



Kørestolen kan udstyres med en sikkerhedssele. (Ekstraudstyr ref.: 0808364 eller 0809750 eller 0804478).

Den forhindrer brugeren i at glide nedad i kørestolen eller falde ud af kørestolen.

Et løst bælte kan give skabe en risiko for, at brugeren glider ned, og skabe risiko for kvælning.

Sørg for, at du sidder helt tilbage i sædet, og at bækkenet er så oprejst og symmetrisk som muligt.

For at **lukke** skal du skubbe låsen A ind i spændelåsen B.

For at **åbne** skal du trykke på knappen C og trække låsen A ud af spændelåsen B.

The wheelchair can be equipped with a safety belt. (Optional Ref.: 0808364 or 0809750 or 0804478).

It prevents the user from sliding downward in the wheelchair or from falling out of the wheelchair.

A loose belt can allow the user to slip down and create a risk of strangulation.

Ensure that you are sitting fully back in the seat and that the pelvis is as upright and symmetrical as possible.

To **close**, push the catch A into the buckle clasp B.



















To **open**, push the Press button C and pull the catch A out of the buckle clasp B.

BILAG D. SYMBOLER

ANNEX D. SYMBOLS

Beskrivelse af symboler, der er trykt på etiketten, hoveddæskan og/eller brugsanvisningen

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Medicinsk udstyr Medical Device		CE-mærke CE Mark
	Producent Manufacturer		Produktionsdato Production Date
	Produktnummer Product Number		Læs brugsanvisningen Read the instruction for use
	Serienummer Serial Number		Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget Do not use if Package is Damage
	Batchnummer Batch Number		Denne side op Right Way Up
	Unik udstyrsidentifikation Unique Device Identification		Holdes væk fra sollys Keep away from sunlight
	Holdes tør Keep Dry		Stablehøjde Stacking Height
	Håndteres med forsigtighed Handle With Care		Skrøbelig Fragile
	Kun til indendørs brug Use Only		Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Waste Electrical and Electronic Equipment Directive