



Varenummer 1999911817



Fikseringstrusse, ABENA Fix Pants, Super, XL, hvid, med ben, grøn farvekode

- ✓ **Komfort:** Åndbart, blødt materiale med ben
- ✓ **Ingen sømme,** hvilket forhindrer trykmærker og hudirritation
- ✓ **Lækagesikkerhed** takket være den elastiske strikkonstruktion og fikseringszoner
- ✓ **Undertøjslignende udseende** giver diskretion
- ✓ **Bredt størrelsesudvalg (S-6XL)**



Produktbeskrivelse

ABENA Fix Pants Super er en elastisk fikseringstrusse med ben fremstillet af åndbart, blødt materiale, der følger kroppens anatomiske form. Fikseringstrussen ligner og føles som normalt undertøj. Det elastiske materiale og strikkonstruktionen holder bind og bleer tæt ind til kroppen og sørger for lækagesikkerhed. Det giver optimal fiksering ved alle aktivitets- og mobilitetsniveauer. Den sømløse strikketeknologi – et innovativt koncept til fremstilling af tøj næsten uden sømme – forhindrer trykmærker og hudirritation. Produkterne kan vaskes op til 100 gange og har således en høj omkostningseffektivitet som følge af den længere levetid. Vores ABENA Fix Pants Super er forsynet med en farvekode til nem produktidentificering på både forpakningen og på indersiden af linningen, som angiver produkt navn, størrelse, vaskeanvisninger og materialesammensætning. Fremstillet af 97% polyester, og 3% elastan.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstrusse
Varemærke	ABENA
Vareserie	Fix Pants
Model	Super
Størrelse	XL
Farve	Hvid
Egenskaber	Med ben
Features	Grøn farvekode
Ingredienser/sammensætning	97% polyester, 3% elastan
Længde/dybde	270 mm
Bredde	290 mm
Livvidde	80-130 cm
Låromkreds	55-80 cm
Hoftevidde	95-145 cm
Vægt, netto	28 g
Køn	Unisex
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C. Tørretumbles på let niveau. Tåler vask op til 100 gange. Ved brug af vaskepose forlænges produktets levetid. Brug af skyllemiddel anbefales ikke. Krymp cirka 7%.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

ABENA Fix Pants Super skal bæres som del af en todelt absorberende inkontinensløsning og bruges til fiksering af bind/ble. Fikseringstrussen er bredere i skridtstykket og mere elastisk end normalt undertøj. Fikseringstrussen giver høj komfort og sikkerhed.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	38.2 cm	20.1 cm	28.6 cm	5703538474750
pk	3 stk	27.5 cm	16.9 cm	4.4 cm	5703538474743
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.



Produktet må ikke stryges.



Produktet må ikke kemisk renses.



Produktet kan vaskes op til 100 gange.

