


HOSPITALSMADRAS TIL OVERVÆGTIGE – VANDAFVISENDE OG DAMPGENNEMTRÆNGELIG



MED-MAT



medmat

Madrassbeskrivelse Den opfylder alle krav til medicinsk udstyr til forskellige formål i henhold til Sundhedsministeriets forordning af 17. februar 2016 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (MDR). Den er i overensstemmelse med kravene i Öko-Tex Standard 100 klasse I og med de gældende retsforskrifter i EU.

Indikation Hospitalmadrass, vandafvisende – dampgennemtrængelig, bidrager til en jævn støtte af kroppen i de enkelte afsnit af rygsøjlen og påvirker desuden reguleringen af muskelspændingen under hvile. Anvendes under behandling, rekonvalescens eller rehabilitering samt hos permanent immobiliserede patienter.

Betrækparametre

LP	Parametre	JM	Størrelse	Metode
1.	Totalvægt	<i>g/m²</i>	160	
2.	Sammensætning	<i>g/m²</i>	PES 60 PU 100	
3.	Vandsøjle	<i>mm H₂O</i>	≥ 3000	
4.	Åndbarhed	<i>g/m²/24h</i>	≥ 1700	
5.	Ændring af dimensioner efter vask	%	≤ 2-4	Vask op til 90 °C
6.	Flammehæmmende	-	Yes	CRIB 5 NORM/ M1-BS5852:2006/NFP92-207:2004
7	Sterilisering	C	Op til 120 °C	PN-EN 1021-2
8	Betræk	-	Sanitized® antibakteriel	

Parametre Polyurethanskum

LP	Parametre	JM	Størrelse	Metode
1	Vægt	<i>KG/m³</i>	4	
2	Elasticitet/hårdhed	<i>kPa</i>	4,0	